

# ハンズフリー電動さく乳器 E-401 かんたんガイド

パーツが全部そろっているか確認しましょう

## パーツ一覧



モーター



USBケーブル  
(Type-A to C)



ブラ調節  
バックル



さく乳口



ミルク容器



シリコンカバー



ジョイント



バルブ(予備1個)

単品購入は  
こちらから



約束!



モーターが壊れないように  
必ず守ってください



おながい!



モーター・USB  
ケーブルは水洗い  
しないでください。



逆さに置いたり、  
逆さで使用したり  
しないでください。



海では使えない  
ってこと!?

逆さに置くと...

母乳がこぼれてモーター  
に浸入  
→こわれる

母乳がこぼれてボタンに  
つく  
→ボタンが動かなくなる



逆さ厳禁!!

モーターに水や母乳がついたら、すぐに乾いた清潔な布で拭き取ってください。

# 準備をしましょう


## 組み立て方

全てのパーツが完全に乾燥した状態で組み立ててください。  
濡れたまま組み立てると、水がモーターに浸入して故障するおそれがあります。


- ① シリコンカバーとバルブをジョイントにはめ込みます。



- ② ①をミルク容器の中に入れ、点線 ---- で囲んだ部分をそれぞれ合わせるようにはめ込みます。




- ③ ミルク容器にさく乳口を取り付けます。手でさく乳口のふちをしっかりと押さええて密着させてください。



- ④ モーターを取り付けます。左右にひねりながら押し込んでください。



完成!



絶対だよ!  
置くときも  
使うときも  
この向きでね




# さく乳をしましょう

## 使い方

使う前に、付属のUSBケーブルで十分に充電してください。(目安:約3時間)


- ① モーターを上にして、乳首がさく乳口の中心に来るように装着します。痛かったらブラを変えるか、ブラ調節バックルでブラのストラップの長さを調節してください。

向き間違えないように!




両手が自由に使えるね~♪

- ② 電源ボタン(⏻)を長押しして電源を入れます。モードと強さを選んで、スタート/一時停止ボタン(▶)を押してさく乳をスタートしてください。



電源を入れるだけじゃ動かないよ!



ボタンと表示、モードについて、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

- ③ さく乳が終わったら、作動させた状態のまま前かがみになり、さく乳口に残っている母乳を全てミルク容器に入れてください。スタート/一時停止ボタン(▶)を押して、乳房から慎重にさく乳器を外し、電源ボタン(⏻)を押して電源を切ってください。



- ④ モーターをひねりながらゆっくり取り外して、母乳を哺乳びんや母乳保存パックに移し替えます。

モーター外すの忘れてる! こわれちゃうよ!



# 片付けをしましょう

## お手入れ

使い終わったら、すぐに全ての部品を分解して、お手入れをしてください。モーターはまっすぐ上に引き抜かず、左右にひねりながら外してください。

洗浄・消毒をして、よく乾燥させたら、お子さまの手の届かない清潔な場所に保管してください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

洗うのはこのパーツだけ！



やわらかいスポンジでやさしく洗ってね！  
ブラシでこすると傷ついちゃうよ！



バルブは特に傷つきやすいので、気をつけて洗ってください。



モーター・USB ケーブルは、水濡れ厳禁です。絶対に水洗いしないでください。

液体がついたり濡れたりした場合は、清潔な布で乾拭きしてください。



ブラ調節バックルは、汚れが気になったら洗濯ネットに入れて洗濯し、陰干ししてください。漂白剤と乾燥機は使用しないでください。

どうしょ



こんなときは



しお  
ます  
え

**Q** 動きません。

**A** 充電ができていることを確認して、電源ボタン(⏻)長押し→スタート/一時停止ボタン(⏸)短押しの順で操作してください。上記の手順で操作しても動かない場合は、モーターが故障している可能性があります。お客様サービスセンターにお問い合わせください。

**Q** うまくさく乳できない、吸引が弱い。

**A** 全ての部品に破損や劣化がなく、正しく隙間なく組み立てられていること、正しい方法で装着できていることを確認してください。バルブに傷や汚れがついていないか、綿棒などでやさしく特によくご確認ください。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。  
解決しない場合はお客様サービスセンターにお問い合わせください。