

睡眠時に事故や病気が起きています



赤ちゃんの睡眠時には危険が潜んでいます。乳幼児突然死症候群(SIDS)と呼ばれる赤ちゃんが予兆もなく亡くなってしまう病気や、ベッドからの転落事故、寝具での窒息事故など睡眠時の赤ちゃんは危険と隣り合わせです。異常に気づいた際はいち早く救急車を要請し、蘇生処置を行うことが大切です。

小児科医 河島尚志先生
厚生中央病院 病院長

乳幼児突然死症候群(SIDS)


SIDSは何の予兆や既往歴もないまま赤ちゃんが、眠っている間に突然死してしまう病気です。予防法もいまだ未確立です。年々減少傾向にありますが、診断が困難なため最近では原因不明とする例が増えています。そのため、危険因子を排除しても予防できるものではありません。

原因不明の
突然死

ベッドからの転落事故

0歳児のベッドからの転落事故は534件

医療機関ネットワーク事業より受けた事故情報を基に消費者庁が特別に精査をしたデータより
(対象:平成27年1月から令和2年9月末まで)



6歳以下の子どものベッドからの転落事故件数

隙間に挟まり窒息死

- ベビーベッドの隙間に頭部が挟まり窒息死した事故も
- 収納扉の不完全なロックが原因

製品仕様

- 商品名: 乳児用体動センサ ベビーアラーム E-202
- 製品サイズ: 約55×47×25mm
- 本体重量: 約25g(電池含まず)
- 電源: DC3.6V(塩化チオニルリチウム電池ER14250型1本)
- 材質: ABS、SUS
- 商品内容: 本体、取扱説明書兼保証書、添付文書
- 対象年齢: 0ヶ月～12ヶ月
- 適応体重: 2kg～10kg
- 医療機器届出番号: 13B1X10068000206

NEW!

子育て支援アプリ
母子健康手帳 BabySmile

- 予防接種アプリと合体
- 医療機器メーカー開発
- 医師監修コンテンツ満載!



登録はこちら▼

iOSはこちら

Androidはこちら



ご購入はこちら

WEB

Q ベビーアラーム E-202

検索



公式オンライン
ショップ



楽天市場店



Yahoo!
ショッピング店



Amazon

お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

(平日9:00～18:00まで 土日祝日を除く)



ホームメディカルで、今と未来の健康を。

BabySmile

製造販売元: シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス21階
Tel: 03-6711-5500 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp



E-202-B-03

BabySmile

乳児用体動センサ

ベビーアラーム
E-202



一般医療機器



おむつに
つけるだけ!



新生児から使えます

赤ちゃんの体動を
高性能センサーで感知。
約20秒間動きが感知されない場合
アラームでお知らせします。

医療機器届出番号: 13B1X10068000206

赤ちゃんの**変化**に いち早く気づけるように

医療機関にも採用される高性能センサー搭載。

睡眠中の赤ちゃんの体動を感知し、異常の際はアラームでお知らせします。

〈クラスIの医療機器届出済み〉

乳児用体動センサ ベビーアラーム E-202

0ヶ月～

新生児から
つかえます

体動感知ランプ

電源を入れた後に点滅を開始します。体動を感知なくなると一定間隔の高速点滅に切り替わります。

電池残量ランプ

電源を入れた後に点灯しすぐ消灯します。点灯が続く場合は電池残量が少なくなっていることを示します。

アラーム音で
赤ちゃんに刺激を与え、
覚醒を促します



電源ボタン

販売価格 **4,980円**(税込5,478円)

注意事項

※ベビーアラームは乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防や睡眠障害(睡眠時無呼吸等)の病気の評価に用いる機器ではありません。

※赤ちゃんの状態はベビーアラームによる体動の情報だけで判断せず、必ず保護者や看護者が確認してください。

※ベビーアラームは、呼吸を含む赤ちゃんの体動をセンサーで感知しているため、添い寝やベッドを共有する場合は正しくご使用いただけません。また車のシートやベビーカーなど動いているときの使用はできません。

一般医療機器

医療機器届出番号:
13B1X10068000206

POINT

1

持ち運び自由

家庭内・病院・旅行先に簡単に持ち運びでき、さまざまな場所でご使用できます。

POINT

2

かんたん操作

おむつにつけて、スイッチを押すだけで簡単にお使いいただけます。

POINT

3

軽量コンパクト設計

軽量&コンパクト設計で赤ちゃんの負担を減らします。
(重さ約25g/サイズ約5.5×4.7×2.5cm)

使い方はかんたん！



1 おむつのベルト部分に装着し、本体クリップが奥まで差し込まれているか確認します



2 本体左の電源ボタンを押します



3 緑のランプが点滅したらOK

赤ちゃんの異常は環境変化に伴い発生する確率が高いです。旅行先、ご実家、保育園や、両親が近くにいない環境が危険です。また睡眠中の無呼吸からの回復が遅れることもあり、音で覚醒を促すという点では、本機器は理にかなっていると言えるでしょう。 新生児科医



ご使用いただいた

みなさまの 声

気持ちが楽になりました



心配性で毎晩何度も子供の呼吸を確認して、気持ちも身体もクタクタでした。これを設置してからは気持ちが楽になり、**夜の授乳の合間もしっかり眠れるように！** 本当に買って良かったです。

あおいくんママ

出産後に急遽購入！



病院で体動センサーを使用していて、家に帰ってから不安で急遽購入しました。使い方はとても簡単で、機械の苦手な私も一人で設置できました。体動センサーは高価だと思っていたので、**手の届く価格にも驚きました。**

ひまりちゃんママ

安心して眠れるように



産院で紹介され、すぐに購入しました。**メルシーボットで有名なベビースマイルの製品**なので、安心感もあります。使用中は呼吸に合わせて緑のランプが点滅するので、目でも確認できますよ。

リカちゃんママ

※ベビーアラームご購入者様の声