

ABOUT US

シースターについて

当社は創業以来、

独自のセンサ技術を強みに、産業分野から

医療分野への応用を進めています。

かつて高価であった

パルスオキシメータにおいては

10分の1もの低価格化を実現し、

病院や一般家庭での使用を広めてきました。

またベビーヘルスケア事業では、

業界をリードする医療機器メーカーとして

国内外で事業展開しています。

研究・開発の根底にあるものは、

“人々の今と未来の健康に寄与したい”

という想いです。

その想いを実現するために、

誰でも使いやすく高品質な医療機器を、

低価格帯で提供。

そして「予防医学」と「自己診断」の

普及に努めています。

製品の詳細について



製品の詳細について
ご覧いただけます。

販売ショップのご案内



楽天



Amazon

お客様サービスセンター

☎ 03-4511-8855

(平日9:00～18:00まで 土日祝日を除く)



製造販売元
シースター株式会社

〒108-0075

東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス 21階
TEL/ 03-6711-5500 FAX/ 03-6711-5510

<https://www.seastar.co.jp/>

SMART センサスマート



適切な自己診断と
予防医療の普及を

製品カタログ



Self healthcare

健康は
自分で管理する時代へ

センサスマートが目指すものは、
家庭できちんとした自己管理をすること。

そして、人々の健康意識を高め
予防医療を普及していくことです。

信頼できる高品質な製品を、
多くの方々が手にしやすい形で提供することで、
新しいヘルスケア文化を創造します。



パルスオキシメーター S-129

医療機器認証商品



高精度&
省電力

かんたん
操作

- **かんたん操作**
指を挟むだけで測定スタート
- **シンプルな画面表示**
血中酸素飽和度/脈拍数
脈拍幅強度表示バー/電池残量表示
- **高精度&省電力**
- **オートパワーオフ機能(5秒後)**

付属品:
ストラップ
単4形アルカリ電池×2



医療機器認証:304AGBZX00077000
サイズ:約 W32×D60×H30mm
重量:約25g(電池含まず)

血圧計 E-301

医療機器認証商品



2人×
各60回分の
測定記録

かんたん
操作

- **かんたん操作**
腕に巻いて電源ボタンを押すだけ
- **充実の表示機能**
血圧値レベルを色でお知らせ
- **2人分のユーザー管理可能**
各60回分の測定値を記録可能

付属品:
本体/カフ(圧迫帯)
単4形アルカリ電池4本(お試し用)



医療機器認証:304AGBZX00085000
サイズ:本体 約 130mm×93mm×33mm
カフ 約 480mm×145mm
重量:約175g(電池、カフを除く)

赤外線体温計 S-710

医療機器認証商品



耳と額の
2WAY

約1秒
測定

- **耳と額の2WAY**
- **2人分のユーザー管理可能**
各32回分の測定値を記録可能
- **見やすいディスプレイ**
- **スピーカーのON/OFF**
- **体温に応じてバックライトとサウンドでお知らせ**



医療機器認証:304AGBZX00061000
サイズ:約H161×W41×D53mm
重量:約67g(電池含まず)

体組成計 E-601



1~180kg
まで測定可能
表示:100g単位

- **12種類の体組成データを簡単に測定**

①体重 ②体脂肪 ③皮下脂肪 ④内臓脂肪
⑤除脂肪体重 ⑥タンパク質 ⑦カロリー ⑧骨量
⑨筋肉量 ⑩体水分率 ⑪理想体重 ⑫BMI

- **10人分のユーザー管理可能**
- **測定データから「やせ」「標準」「肥満」を表示**
- **軽量&コンパクト**

サイズ:約 W290×D260×H22mm
重量:約1.2kg(電池含む)

ネブライザー E-501

医療機器届出商品



静音
設計

付属品:
薬液カップ/吸入マスク(大人用・子供用)/マウスピース×2/USB
ケーブル/メッシュカバー/取扱説明書

- **かんたん操作**
薬液をセットして電源ボタン押すだけ
- **風量2段階調節 ハイモード&ローモード**
- **静音設計**
- **USB充電(電池不要)**
- **お手入れかんたん**

医療機器届出:13B1X10068000204
サイズ:約 109×42×55mm
重量:約 112g