

肌に触れずに測れる体温計 & 温度計

おでこにかざして
約 **0.1** 秒
※センサー測定時間



0ヶ月～


新生児から
つかえます



サイレント
モード

Memory
25

メモリー機能



家族で使える



2種類の測定モード

仕 様

商品名：ベビースマイル Pit
型 番：S-706
サイズ：約 W48×D40×H158 (mm)
重 量：約 100g (電池含む)
電 源：単 4 乾電池 2 本
電池寿命：約 3,000 回の連続測定、
または1日1～2回の測定(スタンバイモードも含む)で1年間
付属品：単 4 形乾電池 2 本、
取扱説明書 (品質保証書付)、添付文書
対象年齢：0 歳～
JAN：4580211770719
医療機器認証番号：229ALBZX00020000
測定範囲：体温計モード 34.0℃～42.2℃
温度計モード -22.0℃～80.0℃



パッケージ

形 状：紙箱 / 吊り下げ穴付き
サイズ：約 W113.5×D58.5×H189 (mm)
重 量：約 178.4g

インナーカートン
入数：12 台
サイズ：W 388 × D 192 × H 244 (mm)

アウターカートン
入数：48 台
サイズ：W 415 × D 412 × H 532 (mm)



JAN コード



シースター株式会社

〒108-0075
東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp