

医療とモダンの融合が今、はじまる。



電動式たん吸引器 チェリッシュ S-601

基本の機能をしっかりと抑えながら、
生活空間になじむ、インテリア性を追求。
デザインと使いやすさを兼ね備えたモデルです。

デザイン × ベーシック

- ◆ -85kPa±10% (最高吸引圧)
- ◆ 25L/min 以上 (最大吸引流量)
- ◆ スムーズな操作性
- ◆ 高級感のある木目調パネル



電動式たん吸引器 チェリッシュ S-601

高級感のあるデザインと、使いやすさを兼ね備えたモデルです。

チェリッシュの特長

- インテリアになじむ高級感にあふれた重厚なデザインを目指しました。
- 吸引チューブポケット付きで、未使用時でも、すっきりと収納が可能です。
- ボトルカバー上部に設けたチューブ固定クリップが使用時のチューブの遊びを抑え、吸引物の飛び散りを防ぎます。



仕様

販売名	電動式可搬型吸引器 チェリッシュ
型 式	S-601
最高吸引圧力	-85kPa±10%
最大吸引流量	25L/min 以上
吸引ボトル容量	約1200mL
外形寸法	幅 約430mm ×奥行き約176mm ×高さ約270mm
本体重量	3.2kg(専用ACアダプターを除く)
電 源 (専用ACアダプター)	AC100-240V(50-60Hz)/1.6~0.7A 型番:ATM065-T-A120
付属品	本体、専用AC アダプター、本体チューブ、 吸引チューブ、カテーテルコネクター、 取扱説明書兼保証書、添付文書
保証期間	1年
医療機器認証番号	230ALBZX00027000
医療機器分類	管理医療機器 クラスII

パッケージ

形 状 : ボックス
サイズ : 約 W506×H386×D244 (mm)
重 量 : 約 4.7Kg

アウターカートン
入数 : 本品 2 個
サイズ : W525H505×D410 (mm)

JANコード



製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp